


**BLOMDAHL**  
medical beauty systems



einfach – schnell - schmerzarm



**Kurzanleitung:**



Markieren



Desinfizieren



Erstes Instrument ansetzen



2tes Instrument ansetzen



Gleichzeitig auslösen



Fertig

**Noch nie war Ohrlochstechen bei Kindern einfacher:**

- Kunststoff statt Metallstift (verhindert jede Form der Allergie)
- Stift und Verschluss steril in einer gebrauchsfertigen Kassette
- Exakte Position und winkelgerader Stich durch das Ohr
- Begleitperson kann selbst den exakten Punkt des Einstiches wählen
- Kein Sterilisieren nötig – Kassette wird im Hausmüll entsorgt
- Noch nie ging Ohrlochstechen rascher und problemloser
- Durch die Verwendung von 2 Instrumenten nur ein kurzer Schmerz
- Der spitze Teil des Stiftes wird im Verschluss versiegelt, dadurch
- weniger Manipulationen des Patienten und weniger Infektionen

**BLOMDAHL**<sup>®</sup>  
Medical EAR PIERCING SYSTEM

**Jetzt in Aktion!**

Swarovsky – Kristall  
Eingefasst in  
medizinischem Kunststoff



**Startbox:**

- Zwei Stechinstrumente
- 10 Einwegkassetten
- 10 Alkoholtupfer
- Gebrauchsanweisung
- Standdisplay
- Patienteninformationen
- Markierungsstift
- Haarklammer, Spiegel
- Auswahlplatte



**MedAH**

**MedAH Medizintechnik GmbH**

Johann Gerhartstraße 15  
A-8684 Spital am Semmering

Telefon: +43 3865 4600

Fax: +43 3865 4600 16

E-Mail: office@medah.com

[www.medah.com](http://www.medah.com)

